



TRULOCK™

BONDING SYSTEM

KLEJ ŚWIATŁOUTWARDZALNY




Światłoutwardzalny klej Trulock™ to materiał wiążący do zamków. Jego skład jest oparty o żywicę z zawartością fluoru. Klej nie wymaga mieszania, co pozwala na wykorzystywanie jego optymalnej ilości. Produkt zapewnia jeszcze większą wydajność oraz pozwala oszczędzać czas w trakcie zabiegów.

KORZYŚCI:

- Bez konieczności mieszania – optymalne wykorzystanie
- Mała lepkość zmniejsza prawdopodobieństwo spływania

KLEJ CHEMOUTWARDZALNY



Chemoutwardzalny klej Trulock™ to ortodontyczna formuła opracowana do klejenia zamków metalowych, ceramicznych i kompozytowych. Unikalne połączenie wypełniacza i podkładu wytwarza idealne wiązanie minimalizując ryzyko odpadnięcia lub przemieszczenia zamka.

KORZYŚCI:

- Samoutwardzanie zapewnia łatwość stosowania
- Optymalna lepkość minimalizuje przemieszczenie zamków

WYTRAWIACZ W ŻELU / W PŁYNIE



Wytrawiacz Trulock™ zawiera 37% kwasu fosforowego do użytku zarówno na zębinie, jak i na szklonie. Lepkość żelu Trulock™ Etchant Gel zapewnia idealną kontrolę, zapobiegając przepływowi substancji na odsłonięte powierzchnie zębów. Wytrawiacz można bez problemu zmyć – nie pozostawia osadu.

KORZYŚCI:

- Łatwy w użyciu – konsystencja gwarantuje zastosowanie pożądanej ilości
- Podwójne zastosowanie – zarówno na zębinie oraz na szklonie

ORTO-FAN®

ul. Jagiellońska 66 | 03-468 Warszawa
tel. 22 818 53 87 | 22 818 97 99 | 22 618 30 50
sprzedaz@ortofan.pl | www.ortofan.pl



Synergistic Solutions for Progressive Orthodontics

ŚWIATŁOUTWARDZALNY KLEJ TRULOCK™

Część	Opis
OJ04000	Światłoutwardzalny klej Trulock™; pojedyncza strzykawka 5 g
J04000	Światłoutwardzalny klej Trulock™; 4x strzykawka 5 g
J04001	Światłoutwardzalny klej Trulock™; kapsułki z dawką jednostkową – 14 g (40 x 0,35g)
J04002	Żywica światłoutwardzalna Trulock™ 7 ml
J04003	Światłoutwardzalny cement Trulock™, strzykawka 5 g
J04005	Światłoutwardzalny cement Trulock™, strzykawka 4 x 5 g
K00070	Światłoutwardzalny klej Trulock™; strzykawki 4 x 5 g, żywica wiążąca 2 x 3 ml, płyn wytrawiający 7 ml, pędzle, szpatułka, podkładka do mieszania
K00071	Światłoutwardzalny klej Trulock™; kapsułki 40 x 0,35 g, żywica wiążąca 7 ml, strzykawki z żelem wytrawiającym 2 x 4 g, końcówki, pędzle, podkładka do mieszania
K00072	Światłoutwardzalny klej Trulock™; strzykawka 1 x 5 g, żywica wiążąca 3 ml, płyn wytrawiający 3 ml, pędzle, szpatułka, podkładka do mieszania
K00073	Światłoutwardzalny klej Trulock™; strzykawki 1 x 5 g, żywica wiążąca 3 ml, pędzle, szpatułka, podkładka do mieszania (brak wytrawiacza)

CHEMOUTWARDZALNY KLEJ TRULOCK™

Część	Opis
J04010	Klej chemoutwardzalny Trulock™; słoik 14 g
J04011	Klej chemoutwardzalny Trulock™; strzykawki 4 x 3,5 g
J04012	Klej chemoutwardzalny Trulock™; kapsułki z dawkami jednostkowymi – 14 g (40 x 0,35g)
J04013	Primer w płynie Trulock™ 12 ml
K00080	Klej chemoutwardzalny Trulock™; słoik z substancją wiążącą 14 g, primer 12 ml, płyn wytrawiający 7 ml, pędzle, szpatułki, podkładka do mieszania
K00081	Klej chemoutwardzalny Trulock™; strzykawki 4 x 3,5 g, primer 12 ml, płyn wytrawiający 7 ml, pędzle, szpatułki, podkładka do mieszania
K00082	Klej chemoutwardzalny Trulock™; kapsułki 40 x 0,35 g, primer 12 ml, płyn wytrawiający 7 ml, pędzle, podkładka do mieszania
K00083	Klej chemoutwardzalny Trulock™; strzykawka 1 x 3,5 g, primer 5 ml, płyn wytrawiający 3 ml, pędzle, szpatułki, podkładka do mieszania
K00084	Klej chemoutwardzalny Trulock™; strzykawki 1 x 3,5 g, primer 5ml, pędzle, szpatułki, podkładka do mieszania (brak wytrawiacza)

WYTRAWIACZ W ŻELU/W PŁYNIE

Część	Opis
J04020	Płyn wytrawiający Trulock™; 7 ml
J04021	Żel wytrawiający Trulock™; 12 g

AKCESORIA

Część	Opis
J04025	Długa końcówka – żel wytrawiający Trulock™; 25 sztuk
J04026	Pędzle 2" Trulock™; 50 sztuk
J04027	Podkładki/arkusze Trulock™; 50 sztuk