



## SYSTEM MIKROIMPLANTÓW

### DUAL-TOP ANCHOR SYSTEM

Tymczasowe urządzenia kotwiczące TAD (ang. Temporary Anchorage Devices) Dual-Top znacząco zwiększają możliwości leczenia, oferując wiele opcji biomechanicznych.

Mogą być zakładane bezpośrednio przez stomatologa, gdy pacjent siedzi na fotelu, co eliminuje potrzebę skomplikowanych procedur chirurgicznych. Urządzenia są samowierzące i samogwintujące, łatwe i szybkie w montażu.

### Poznaj najnowszą generację urządzeń RMO® Dual-Top

- Zatwierdzone przez FDA
- Samowierzące i samogwintujące
- Brak konieczności wykonywania otworu pilotażowego, nakłuwania tkanki, nacięcia tkanki lub płata
- 100% biokompatybilność - stop tytanu
- Wkładanie i wyjmowanie przez stomatologa w trakcie zwykłej wizyty w gabinecie
- Niski profil, wygodny dla pacjenta
- Eliminuje problemy związane ze współpracą pacjenta

# MINI-ŚRUBY DUAL-TOP



Każde opakowanie zawiera 1 szt.

(Ø x L)	1.4x6mm	1.4x8mm	1.4x10mm	1.6x6mm	1.6x8mm	1.6x10mm	1.6x12mm	2.0x6mm	2.0x8mm	2.0x10mm
<b>A</b> Śruba zakończona guzikiem	ECG0111 ECG0111- <b>S</b>	ECG0112 ECG0111- <b>S</b>		ECG0113 ECG0113- <b>S</b>	ECG0114 ECG0114- <b>S</b>	ECG0115 ECG0115- <b>S</b>		ECG0116 ECG0116- <b>S</b>	ECG0117	ECG0118
<b>B</b> Śruba zakończona krzyżykiem	ECG0211	ECG0212		ECG0213	ECG0214 ECG0214- <b>S</b>	ECG0215 ECG0215- <b>S</b>		ECG0216	ECG0217	ECG0218
<b>C</b> Śruba zakończona krzyżykiem z kołnierzem	ECG0511 ECG0511- <b>S</b>	ECG0512 ECG0512- <b>S</b>	ECG0520 ECG0520- <b>S</b>	ECG0513 ECG0513- <b>S</b>	ECG0514 ECG0514- <b>S</b>	ECG0515 ECG0515- <b>S</b>	ECG0519 ECG0519- <b>S</b>	ECG0516 ECG0516- <b>S</b>	ECG0517 ECG0517- <b>S</b>	ECG0518 ECG0518- <b>S</b>
<b>C</b> Śruba zakończona zamkiem	ECG0311	ECG0312 ECG0312- <b>S</b>		ECG0313	ECG0314 ECG0314- <b>S</b>	ECG0315 ECG0315- <b>S</b>		ECG0316	ECG0317	ECG0318 ECG0318- <b>S</b>
<b>C</b> Gładka śruba zakończona kołnierzem		ECG0612 ECG0612- <b>S</b>			ECG0614 ECG0614- <b>S</b>	ECG0615 ECG0615- <b>S</b>				

(Ø x L)	2.0x10mm	2.0x12mm	2.0x14mm	2.5x12mm	2.5x14mm	2.5x16mm
<b>C</b> Miniśruby JS do Topjet	ECG0700 ECG0700- <b>S</b>	ECG0701 ECG0701- <b>S</b>	ECG0702 ECG0702- <b>S</b>	ECG0703 ECG0703- <b>S</b>	ECG0704 ECG0704- <b>S</b>	ECG0705 ECG0705- <b>S</b>

**S** Wersja sterylna

## KOMPONENTY DUAL-TOP

Każde opakowanie zawiera 1 szt.

ECG0100	Uchwyt do końcówki <b>A</b> guzik na kątnicę
ECG0110	Uchwyt do końcówki <b>A</b> guzik do uchwytu ręcznego wkrętaka / śrubokręta
ECG0200	Uchwyt do końcówki <b>B</b> krzyżyk na kątnicę
ECG0210	Uchwyt do końcówki <b>B</b> krzyżyk do uchwytu ręcznego wkrętaka / śrubokręta
ECG0300	Uchwyt do końcówki <b>C</b> w kształcie / zamka na kątnicę
ECG0310	Uchwyt do końcówki <b>C</b> w kształcie zamka do uchwytu ręcznego wkrętaka / śrubokręta
ECG0230-3	Kaseta do przechowywania miniśrub TAD system
ECG0230-2	Mini kaseta do przechowywania miniśrub TAD system
ECG0231	Wiertło pilotujące o średnicy 1 mm
ECG0232	Rękojeść do wkrętaka / śrubokręta
ECG0233	Śrubokręt lingwalny
ECG0234	Rączka z ograniczeniem obrotów
ECG0235	Elektroniczna Orthonia
ECG0236	Kątnica do Orthonii



Uchwyt wkrętaka / śrubokręta ręcznego i klucze z końcówkami



Kaseta do przechowywania mini śrub



Rączka z ograniczeniem obrotów



Śrubokręt lingwalny



Elektroniczna Orthonia



## ZESTAW SYSTEMU DUAL-TOP TAD

K00935-2	Ilość szt. w opakowaniu	Składa się z następujących elementów
ECG0110	1	Klucz nasadowy guzikowy do rękojeści wkrętaka / śrubokręta
ECG0210	1	Klucz nasadowy krzyżakowy do rękojeści śrubokręta
ECG0230-3	1	Kasetka do przechowywania TAD system
ECG0231	1	Wiertło pilotujące o średnicy 1 mm
ECG0232	1	Rękojeść śrubokręta
ECG0111	1	Śruba guzika, średnica $\varnothing$ 1,4 x 6 mm
ECG0112	1	Śruba guzika, średnica $\varnothing$ 1,4 x 8 mm
ECG0113	3	Śruba guzika, średnica $\varnothing$ 1,6 x 6 mm
ECG0114	3	Śruba guzika, średnica $\varnothing$ 1,6 x 8 mm
ECG0116	1	Śruba guzika, średnica $\varnothing$ 2,0 x 6 mm
ECG0117	1	Śruba guzika, średnica $\varnothing$ 2,0 x 8 mm
ECG0211	1	Śruba krzyżyk $\varnothing$ 1,4 x 6 mm
ECG0213	1	Śruba krzyżyk $\varnothing$ 1,6 x 6 mm
ECG0214	1	Śruba krzyżyk $\varnothing$ 1,6 x 8 mm
ECG0216	1	Śruba krzyżyk 2,0 x 6 mm



Kasetka do przechowywania śrub mini-vis TAD system

## SPRĘŻYNY Z OCZKAMI

Każde opakowanie zawiera 10 szt.

Długość	7mm	8mm	9mm	10mm	12mm	15mm
Sprężynka TAD NiTi zamknięta .010"x.030"	G0304		G0301		G0302	G0303
Sprężynka TAD NiTi z owalnym oczkiem		G0305		G0306	G0307	

(Otwór w kształcie gruszki pozwala na łatwe i bezpieczne przymocowanie do śruby z guziczkiem)



Podwójne sprężynki z oczkami




Sprężynka Dual-Top z owalnym oczkiem

**DUAL-TOP**  
ANCHOR SYSTEM

# ŁUKI WILSON DYSTALIZUJĄCE SZCZĘKI DO UŻYTKU Z TAD


**DUAL-TOP**  
ANCHOR SYSTEM



**You Tube**

Montaż miniśrub  
TAD system

Ilość szt. w opakowaniu		
G0351	3	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 1 (83 mm)
G0352	3	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 2 (86 mm)
G0353	3	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 3 (89 mm)
G0354	3	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 4 (92 mm)
G0355	3	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 5 (95mm)
G0360	1	Selektor łuku dystalizującego
F00126	10	Sprężynka otwarta Orthonol™



Wilson dystalizujące łuki szczękowe z Dual-Top

## ZESTAW ŁUKÓW WILSON DO DYSTALIZACJI SZCZĘKI DO UŻYTKU Z DUAL-TOP

Zestaw K00930	Ilość szt. w opakowaniu	Składa się z następujących elementów
G0351	1	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 2 (86 mm)
G0352	1	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 3 (89 mm)
G0353	1	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 4 (89 mm)
G0354	1	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 4 (92 mm)
G0355	1	Dystalizujący łuk szczękowy rozmiar 5 (95 mm)
G0360	1	Selektor łuku dystalizującego
F00126	10	Sprężynka otwarta Orthonol™

## KLESZCZE I HACZYKI

Ilość szt. w opakowaniu		
T00132	1	Kleszcze do stopni 0,5 mm
T00134	1	Kleszcze do stopni 1,0 mm
I00129	1	Kleszcze do zaciskania haczyków RMO-Schweickhardt
T00130	1	Kleszcze do zaciskania haczyków
A00129	10	Haczyk zaciskany
A00130	10	Długi haczyk zaciskany



Kleszcze do zaciskania haczyków



Kleszcze do formowania stopni



Haczyk zaciskany



Długi haczyk zaciskany

Wyroby medyczne klasy I - CE / IIa - CE0483 / IIb - CE0120 - Wyłącznie dla profesjonalistów  
 • Nierefundowane przez organizacje ubezpieczeń zdrowotnych  
 • Należy przestrzegać warunków użytkowania podanych na etykietach.

**ORTO-FAN®**

ORTO-FAN® ul. Jagiellońska 66, 03-468 Warszawa

www.ortofan.pl @ sprzedaz@ortofan.pl 22 618 30 50